

1 Yetişkin için akülü tekerlekli sandalye	Electric wheelchair for adults
<ol style="list-style-type: none"> 1. Akülü Tekerlekli sandalyenin oturma yeri 46-50 cm aralığında olmalıdır. 2. Tekerlekli sandalye en az 140 - 200 kg taşıma aralığı kapasitesine sahip olmalıdır. 3. Tekerlekli sandalyenin gövde rengi Gri veya Siyah statik boya ile kaplanmış olmalıdır, Ön tekerleklerin çapı 8 inç (200*50mm) PU dolgu olmalıdır ve 360 derece dönebilme özelliğine sahip dolgu tekerlek olmalıdır. 4. Arka tekerlekler 12,5x2.5 inç Pnömatik özellikte ve dişlileri kaydırmaz tekerlek olmalıdır. 5. Kullanıcıların,kullanım yaptığı bölgelerin coğrafi yapısından kaynaklı problemlerden dolayı Akülü tekerlekli sandalyenin kullanım ömrünün uzaması, kullanım zeminine göre oluşabilecek sorunların önüne geçilebilmesi için Ön ve Arka tekerlerin jantlarının Çelik Materyalden üretilmiş olması gerekmektedir. 6. Akülü Tekerlekli Sandalye'nin, kullanıcının konforu ve ihtiyaçları doğrultusunda Sırt Kısımının pistonlu sistem sayesinde kolayca yatırılabilir ve kademe ayarı olmadan kullanıcın ihtiyacına göre istediği seviyede kolaylıkla ayarlanabilir olması gerekmektedir. 7. Sandalyenin kol dayama kısımları poliüretan materyalden imal edilmiş ve yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. 8. Akülü Tekerlekli Sandalyenin; kullanıcının konforu açısından başlık desteğine sahip olması gerekmektedir. Başlık kısmının taşıma transfer işlemlerini rahatça gerçekleştirilebilmesi için gerektiğinde rahatça çıkarılabilir olması gerekmektedir. 9. Sandalyede kullanılan kumaşlar anti-bakteriyel kumaştan imal edilmiş olmalıdır. 10. Akülü Tekerlekli sandalyenin kol destek yerleri hastanın rahat transfer edilebilmesi için kaldırılabilir özellikte olmalıdır. 11. Akülü Tekerlekli sandalyenin ayak koyma yeri bir mandal yardımıyla kolayca çıkarılabilir olması gerekmektedir. 12. Sandalyenin kullanıcının emniyetini sayılabilmesi ve savrulmasını önlemesi ve öne kaymasını engellemek amacıyla emniyet kemerine sahip olması gerekmektedir. 13. Akülü Tekerlekli Sandalyelerin çeşitli kullanım alanları dikkate alınarak 2 Adet en az 340 Watt gücünde motorlara sahip olması gerekmektedir. 14. Akülü tekerlekli sandalyenin kullanım süresinin uzaması için bakım gerektirmeyen minumum 32 Amper Jel akülere sahip olması gerekmektedir, 15. Tekerlekli sandalyenin aküler dahil toplam ağırlığının 65-70 kg. aralığında olması gerekmektedir. 16. Tekerlekli sandalyenin her türlü hava koşulunda kullanıcının konforunu sağlamak için arka tekerleklerinde çamurluk bulunması gerekmektedir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The seat of the electric wheelchair should be in the range of 46-50 cm. 2. The wheelchair must have a carrying capacity of at least 140 - 200 kg 3. The body color of the wheelchair must be covered with Gray or Black static paint; The diameter of the front wheels should be 8 inches (200*50mm) PU infill and they should be solid wheels capable of 360-degree rotation. 4. Rear wheels should be 12.5x2.5 inch Pneumatic and geared non-slip wheels. 5. In order to prolong the service life of the electric wheelchair due to the problems arising from the geographical structure of the regions where the users use it, and to prevent the problems that may occur depending on the usage floor, the rims of the Front and Rear wheels must be made of Steel Material. 6. In line with the user's comfort and needs, the backrest of the Electric Wheelchair should be easily tilted thanks to the piston system and be easily adjusted to the level desired by the user without any level adjustment. 7. The armrests of the chair must be made of polyurethane material and the height must be adjustable. 8. For the comfort of the user, electric wheelchair should have head support. The head part should be easily removable, when necessary, in order to carry out the transport and transfer operations easily. 9. The fabrics used in the chair must be made of anti-bacterial fabric. 10. The arm support areas of the electric wheelchair should be removable so that the patient can be transferred easily. 11. The footrest of the electric wheelchair must be easily removable with the help of a latch. 12. The chair must have a seat belt in order to ensure the safety of the user and prevent it from slipping and sliding forward. 13. Electric wheelchair must have 2 motors with a power of at least 340 Watt, taking into account various usage areas. 14. In order to prolong the life of the electric wheelchair, it must have a maintenance-free minimum 32 Amper Gel batteries, 15. 65-70 kg of the total weight of the wheelchair including batteries. must be in the range. 16. In order to ensure the comfort of the user in all weather conditions, the rear wheels of the wheelchair must have mudguards.

1	Yetişkin için akülü tekerlekli sandalye	Electric wheelchair for adults
	<p>17. Tekerlekli Sandalyenin rahat taşınabilmesi ve kısıtlı alanlara rahatça girebilmesi için ataklıklarının rahatlıkla tamamen çıkartılıp-takılabilmesi gerekmektedir.</p> <p>18. Akülü Tekerlekli Sandalye kullanım konforu ve gerekli performansını gösterebilmesi için Min. 50 amperlik joystick e sahip olması gerekmektedir.</p> <p>19. Akülü tekerlekli sandalye 2 yıl garantili olmalıdır.</p> <p>20. İstekliler, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve Garanti Belgesini dosyada sunacaktır.</p>	<p>17. In order for the Wheelchair to be carried easily and to enter restricted areas easily, its agility must be completely removed and installed.</p> <p>18. In order for the Battery Powered Wheelchair to be comfortable to use and to show the required performance, Min. It must have a 50 amp joystick.</p> <p>19. The electric wheelchair should be guaranteed for 2 years.</p> <p>20. Bidders, T.C. The Ministry of Customs and Trade will present the After-Sales Services Qualification Certificate and Warranty Certificate in the file.</p>

2	Çocuk için akülü tekerlekli sandalye	Electric wheelchair for children
	<p>1. Akülü Sandalye, çelik materyalden üretilmiş olmalıdır.</p> <p>2. Akülü Sandalye, katlanabilir özellikte olmalıdır.</p> <p>3. Akülü Sandalye, en az 120 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.</p> <p>4. Akülü Sandalye, mavi, siyah ve turuncu olmak üzere 3 renk seçeneğine sahip olmalıdır,talep doğrultusunda farklı renklerde gönderimi yapılabilmelidir</p> <p>5. Akülü Sandalye, 41,6 kg ağırlığında olmalıdır.</p> <p>6. Akülü Sandalyenin oturma genişliği en az 38 cm olmalıdır.</p> <p>7. Akülü Sandalyenin oturma yeri derinliği en az 38,5 cm olmalıdır.</p> <p>8. Akülü Sandalyenin oturma yeri yüksekliği 50 cm olmalıdır.</p> <p>9. Akülü Sandalyenin sırtlık yüksekliği 40 cm olmalıdır.</p> <p>10. Akülü Sandalyenin kolçaklarının yüksekliği 26 cm olmalıdır.</p> <p>11. Akülü Sandalyenin toplam genişliği en az 62 cm olmalıdır.</p> <p>12. Akülü Sandalyenin toplam yüksekliği en az 93,5 cm olmalıdır.</p> <p>13. Akülü Sandalyenin toplam uzunluğu 108,5 cm olmalıdır.</p> <p>14. Akülü Sandalyenin arka tekerlekleri 22" Havalı Şişme Teker olmalıdır.</p> <p>15. Akülü Sandalyenin ön tekerlekleri 8" PU dolgu olmalıdır.</p> <p>16. Akülü Sandalye, 2xDC 24V, 250 motorlara sahip olmalıdır.</p> <p>17. Akülü Sandalye, 2xDC 24V, 2*12 AH Kuru Akülere sahip olmalıdır.</p> <p>18. Akülü Sandalyenin maksimumu hızı 6 km/sa olmalıdır</p> <p>19. Akülü Sandalyenin maksimum erim mesafesi 12 km olmalıdır.</p> <p>20. Akülü Sandalyenin çıkabileceği maksimum eğim 12 derece olmalıdır.</p> <p>21. Akülü Sandalye, katlanabilir ayak pedallarına sahip olmalıdır.</p> <p>22. Akülü Sandalye, çıkartılabilir ayaklıklara sahip olmalıdır</p>	<p>1. Electric wheelchair must be made of steel material.</p> <p>2. Electric wheelchair should be foldable.</p> <p>3. Electric wheelchair must have a carrying capacity of at least 120 kg.</p> <p>4. Electric wheelchair should have 3 color options as blue, black and orange, it can be sent in different colors upon request.</p> <p>5. Electric wheelchair must weigh 41.6 kg.</p> <p>6. The seat width of the electric wheelchair must be at least 38 cm.</p> <p>7. The seat depth of the electric wheelchair must be at least 38.5 cm.</p> <p>8. The seat height of the electric wheelchair should be 50 cm.</p> <p>9. Backrest height of the electric wheelchair should be 40 cm.</p> <p>10. The height of the armrests of the electric wheelchair should be 26 cm.</p> <p>11. The total width of the electric wheelchair must be at least 62 cm.</p> <p>12. The total height of the electric wheelchair must be at least 93.5 cm.</p> <p>13. The total length of the electric wheelchair should be 108.5 cm.</p> <p>14. The rear wheels of the electric wheelchair must be 22" Air Inflatable Wheels.</p> <p>15. The front wheels of the electric wheelchair should be 8" PU filled.</p> <p>16. Electric wheelchair must have 2xDC 24V, 250 motors.</p> <p>17. Electric wheelchair must have 2xDC 24V, 2*12 AH Dry Batteries.</p> <p>18. The maximum speed of the electric wheelchair should be 6 km/h.</p> <p>19. The maximum range of the electric wheelchair should be 12 km.</p> <p>20. The maximum slope that the electric wheelchair can climb should be 12 degrees.</p>

2 Çocuk için akülü tekerlekli sandalye	Electric wheelchair for children
<p>23. Akülü Sandalyenin kolçakları, kullanıcının tekerlekli sandalyenin yan taraflarından yatak veya araba gibi alanlara transferini kolaylaştırmak için yukarıya doğru kaldırılabilir özellikte olması gerekmektedir.</p> <p>24. Akülü Sandalyenin sırt kısmı katlanabilir özellikte olmalıdır</p> <p>25. Akülü Sandalye, güvenlik amacıyla elektromanyetik fren sistemine ve emniyet kemerine sahip olmalıdır.</p> <p>26. Akülü Sandalye, geriye devrilmeyi önlemek amacıyla arkasında anti-tipper tekerleklerle sahip olmalıdır.</p> <p>27. İstekliler, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve Garanti Belgesini dosyada sunacaktır.</p> <p>28. Akülü Sandalye, 2 yıl garantili olmalıdır.</p>	<p>21. Electric wheelchair must have foldable foot pedals.</p> <p>22. Electric wheelchair must have removable footrests</p> <p>23. The armrests of the electric wheelchair should be able to be lifted upwards to facilitate the transfer of the user from the sides of the wheelchair to areas such as beds or cars.</p> <p>24. The back of the electric wheelchair must be foldable.</p> <p>25. Electric wheelchair must have electromagnetic brake system and seat belt for safety.</p> <p>26. Electric wheelchair should have anti-tipper wheels on the back to prevent tipping over.</p> <p>27. Suppliers will present the After-Sales Services Qualification Certificate and Warranty Certificate of Republic of Turkey the Ministry of Trade in the file.</p> <p>28. Electric wheelchair should be guaranteed for 2 years.</p>
3 Yetişkin için manuel tekerlekli sandalye	Manual wheelchair for adults
<p>1. Tekerlekli Sandalye, çelik materyalden üretilmiş olmalıdır.</p> <p>2. Tekerlekli Sandalye, 120-150 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.</p> <p>3. Tekerlekli Sandalye 18-25 Kg. Ağırlığı aralığında olmalıdır.</p> <p>4. Tekerlekli Sandalyenin oturma genişliği 45-50 cm olmalıdır.</p> <p>5. Tekerlekli Sandalyenin oturma yeri derinliği 40-45 cm olmalıdır.</p> <p>6. Tekerlekli Sandalyenin oturma yeri yüksekliği 48-55 cm aralığında olmalıdır.</p> <p>7. Tekerlekli Sandalyenin oturma yeri açısı 2 derece olmalıdır.</p> <p>8. Tekerlekli Sandalyenin kolçaklarının yüksekliği 20-26 cm aralığında olmalıdır.</p> <p>9. Tekerlekli Sandalyenin toplam genişliği 62-70 cm aralığında olmalıdır.</p> <p>10. Tekerlekli Sandalyenin toplam yüksekliği 90-100 cm olmalıdır.</p> <p>11. Tekerlekli Sandalyenin toplam uzunluğu 110-117 cm aralığında olmalıdır</p> <p>12. Tekerlekli Sandalyenin katlanır genişliği 25-35 cm aralığında olmalıdır.</p> <p>13. Tekerlekli Sandalyenin arka tekerlekleri 24" PU dolgu yada Pnömatik özellikte ve dişlileri kaydırmaz tekerlek olmalıdır.</p> <p>14. Tekerlekli Sandalyenin ön tekerlekleri 8" PU dolgu yada Pnömatik özellikte olmalıdır.</p> <p>15. Tekerlekli Sandalyenin kolçakları, kullanıcının tekerlekli sandalyenin yan taraflarından yatak veya araba gibi alanlara transferini kolaylaştırmak için yukarıya doğru kaldırılabilir özellikte olması gerekmektedir.</p> <p>16. Tekerlekli Sandalyenin kullanıcısının konforunun ve güvenliğinin sağlanabilmesi açısından ilave oturma</p>	<p>1. The Wheelchair must be made of steel material.</p> <p>2. The Wheelchair must have a carrying capacity of 120-150 kg.</p> <p>3. Wheelchair must be in the weight range of 18-25 kg.</p> <p>4. The seat width of the wheelchair should be 45-50 cm.</p> <p>5. The seat depth of the wheelchair should be 40-45 cm.</p> <p>6. The seat height of the wheelchair should be between 48-55 cm.</p> <p>7. The seat angle of the wheelchair should be 2 degrees.</p> <p>8. The height of the armrests of the wheelchair should be in the range of 20-26 cm.</p> <p>9. The total width of the wheelchair should be between 62-70 cm.</p> <p>10. The total height of the wheelchair should be 90-100 cm.</p> <p>11. The total length of the Wheelchair must be in the range of 110-117 cm</p> <p>12. The folding width of the Wheelchair should be in the range of 25-35 cm.</p> <p>13. The rear wheels of the Wheelchair should be 24" PU filler or Pneumatic and the gears should be non-slip wheels.</p> <p>14. The front wheels of the Wheelchair must be 8" PU filled or Pneumatic.</p> <p>15. The armrests of the wheelchair should be able to be lifted upwards to facilitate the transfer of the user from the sides of the wheelchair to areas such as beds or cars.</p> <p>16. Wheelchair should have an additional seat cushion and seat belt in order to ensure the comfort and safety of the user.</p> <p>17. The footrests of the Wheelchair should be easily removable when required.</p>

3	Yetişkin için manuel tekerlekli sandalye	Manual wheelchair for adults
	<p>minderi ve emniyet kemerine sahip olması gerekmektedir.</p> <p>17. Tekerlekli Sandalyenin ayaklıkları istenildiğinde rahatlıkla tamamen çıkarılabilir olmalıdır.</p> <p>18. Tekerlekli Sandalyenin oturma yeri ve sırt bölgesinin kumaşı, uzun süreli kullanımlarda bakteri oluşumunun önüne geçmek amacıyla anti-bakteriyel malzemeden üretilmiş olması gerekmektedir.</p> <p>19. Tekerlekli Sandalyenin kolçakları, masa gibi alanlara yanaşmayı kolaylaştırmak için eğimli yapıda olmalıdır.</p> <p>20. Tekerlekli Sandalyenin sırt kısmı katlanabilir özellikte olmalıdır.</p> <p>21. Tekerlekli Sandalyenin arka tekerlekleri bas-çıkart özellikte olmalı, gerektiği zaman çıkartılabilmelidir.</p> <p>22. Tekerlekli Sandalyenin ayaklıkları çıkartılabilir özellikte olmalıdır.</p> <p>23. Tekerlekli Sandalye, katlanabilir özellikte olmalıdır.</p> <p>24. Tekerlekli Sandalye, Kullanım ömrünün uzaması açısından şase içerisine girip çıkabilen pasif piston sistemi ile açılıp katlanabilir olmalıdır.</p> <p>25. Tekerlekli Sandalyenin oturma yerinin ömrünün uzatılabilmesi ve kullanıcı konforunun sorunsuz sağlanabilmesi açısından, oturma yeri kumaşının vida yerlerinin gizli olması gerekmektedir.</p> <p>26. Tekerlekli Sandalye, 2 yıl garantili olmalıdır.</p> <p>27. İstekliler, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve Garanti Belgesini dosyada sunacaktır.</p>	<p>18. The fabric of the seat and back area of the Wheelchair must be made of anti-bacterial material in order to prevent the formation of bacteria in long-term use.</p> <p>19. The armrests of the Wheelchair should be inclined to facilitate approaching to areas such as tables.</p> <p>20. The back of the wheelchair must be foldable.</p> <p>21. The rear wheels of the Wheelchair should be push-pull feature and can be removed when necessary.</p> <p>22. The footrests of the Wheelchair must be removable.</p> <p>23. Wheelchair must be foldable.</p> <p>24. Wheelchair should be foldable with passive piston system that can go in and out of the chassis in order to prolong its service life.</p> <p>25. In order to extend the life of the wheelchair's touring area and to ensure user comfort without any problems, the screw places of the seat fabric should be hidden.</p> <p>26. The Wheelchair should be guaranteed for 2 years.</p> <p>27. Suppliers will present the After-Sales Services Qualification Certificate and Warranty Certificate of Republic of Turkey the Ministry of Trade in the file.</p>

4	Çocuk manuel tekerlekli sandalye	Manuel wheelchair for Children
	<p>1. Tekerlekli Sandalye, alüminyum materyalden üretilmiş olmalıdır.</p> <p>2. Tekerlekli Sandalye, en az 120 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.</p> <p>3. Tekerlekli Sandalye, 15 kg ağırlığında olmalıdır.</p> <p>4. Tekerlekli Sandalyenin oturma genişliği en az 46 cm olmalıdır.</p> <p>5. Tekerlekli Sandalyenin oturma yeri derinliği en az 40 cm olmalıdır.</p> <p>6. Tekerlekli Sandalyenin oturma yeri yüksekliği 48 cm olmalıdır.</p> <p>7. Tekerlekli Sandalyenin oturma yeri açısı 2 derece olmalıdır.</p> <p>8. Tekerlekli Sandalyenin sırtlık yüksekliği 44 cm olmalıdır.</p> <p>9. Tekerlekli Sandalyenin kolçaklarının yüksekliği 22 cm olmalıdır.</p> <p>10. Tekerlekli Sandalyenin toplam genişliği en az 62 cm olmalıdır.</p> <p>11. Tekerlekli Sandalyenin toplam yüksekliği en az 92 cm olmalıdır.</p>	<p>1. The wheelchair must be made of aluminum material.</p> <p>2. The wheelchair must have a carrying capacity of at least 120 kg.</p> <p>3. The wheelchair must weigh 15 kg.</p> <p>4. The seat width of the wheelchair must be at least 46 cm.</p> <p>5. The seat depth of the wheelchair must be at least 40 cm.</p> <p>6. The seat height of the wheelchair should be 48 cm.</p> <p>7. The seat angle of the wheelchair should be 2 degrees.</p> <p>8. The backrest height of the wheelchair must be 44 cm.</p> <p>9. The height of the armrests of the wheelchair must be 22 cm.</p> <p>10. The total width of the wheelchair must be at least 62 cm.</p> <p>11. The total height of the wheelchair must be at least 92 cm.</p> <p>12. The total length of the wheelchair must be at least 102 cm</p>

4	Çocuk manuel tekerlekli sandalye	Manuel wheelchair for Chlidren
	<p>12. Tekerlekli Sandalyenin toplam uzunluğu en az 102 cm olmalıdır</p> <p>13. Tekerlekli Sandalyenin katlanır genişliği en az 29 cm olmalıdır.</p> <p>14. Tekerlekli Sandalyenin arka tekerlekleri 24" PU dolgu olmalıdır.</p> <p>15. Tekerlekli Sandalyenin ön tekerlekleri 8" PU dolgu olmalıdır.</p> <p>16. Tekerlekli Sandalyenin kolçakları, kullanıcının tekerlekli sandalyenin yan taraflarından yatak veya araba gibi alanlara transferini kolaylaştırmak için yukarıya doğru kaldırılabilir özellikte olması gerekmektedir.</p> <p>17. Tekerlekli Sandalyenin kolçakları gerektiğinde tamamen çıkartılabilir özellikte olmalıdır.</p> <p>18. Tekerlekli Sandalyenin oturma yeri ve sırt bölgesinin kumaşı, uzun süreli kullanımlarda bakteri oluşumunun önüne geçmek amacıyla anti-bakteriyel malzemeden üretilmiş olması gerekmektedir.</p> <p>19. Tekerlekli Sandalyenin sırt kısmı katlanabilir özellikte olmalıdır.</p> <p>20. Tekerlekli Sandalyenin arka tekerlekleri bas-çıkart özellikte olmalı, gerektiği zaman çıkartılabilmelidir.</p> <p>21. Tekerlekli Sandalyenin uzun süreli kullanımlarda konforunu koruyabilmesi için ergonomik oturma minderi olmalıdır.</p> <p>22. Tekerlekli Sandalyenin dayanıklılığını arttırmak amacıyla gövdesinde çift makas sistemi kullanılmış olmalıdır.</p> <p>23. Tekerlekli Sandalyenin güvenlik amacıyla emniyet kemeri ve refakatçi frenlerine sahip olmalıdır.</p> <p>24. Tekerlekli Sandalyenin ayaklıkları çıkartılabilir özellikte olmalıdır.</p> <p>25. Tekerlekli Sandalye, katlanabilir özellikte olmalıdır.</p> <p>26. İstekliler, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve Garanti Belgesini dosyada sunacaktır.</p> <p>27. Tekerlekli Sandalye, 2 yıl garantili olmalıdır.</p>	<p>13. The folding width of the wheelchair must be at least 29 cm.</p> <p>14. The rear wheels of the wheelchair must be 24" PU infill.</p> <p>15. The front wheels of the wheelchair should be 8" PU infill.</p> <p>16. The armrests of the wheelchair should be able to be lifted upwards to facilitate the transfer of the user from the sides of the wheelchair to areas such as beds or cars.</p> <p>17. The armrests of the Wheelchair should be fully removable if necessary.</p> <p>18. The fabric of the seat and back area of the Wheelchair must be made of anti-bacterial material in order to prevent bacteria formation in long-term use.</p> <p>19. The back of the wheelchair must be foldable.</p> <p>20. The rear wheels of the wheelchair should be push-pull feature and removable when necessary.</p> <p>21. In order for the wheelchair to maintain its comfort during long-term use, it should have an ergonomic seat cushion.</p> <p>22. In order to increase the durability of the wheelchair, a double scissor system should have been used in its body.</p> <p>23. The Wheelchair must have seat belts and companion brakes for safety purposes.</p> <p>24. The footrests of the Wheelchair must be removable.</p> <p>25. Wheelchair must be foldable.</p> <p>26. Suppliers will present the After-Sales Services Qualification Certificate and Warranty Certificate of Republic of Turkey the Ministry of Trade in the file.</p> <p>27. Wheelchair should be guaranteed for 2 years.</p>